

Anti-Tbl1Xr1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bzk7

Artikelnummer: CM0015664



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TBL1XR1, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch und Maus. Geeignet für die Untersuchung der nukleären Rezeptor-vermittelten Transkription und des Ubiquitin-Proteasom-Wegs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TBL1XR1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	C21; DC42; IRA1; MRD41; TBLR1; TBL1XR1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	79718
GenID	79718
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 120-170 von humanem TBL1XR1 (NP_078941.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9BZK7
Proteingewicht	56kDa
Versand	Eisbeutel