

Anti-Tbl1Xr1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Bzk7

Artikelnummer: CM0026697



Einführung

Anti-TBL1XR1 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, gegen humanes und murines TBL1XR1 (Gen-ID: 79718, SWISS: Q9BZK7). Geeignet für die Erforschung der nukleären Rezeptor-Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TBL1XR1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	C21; DC42; IRA1; MRD41; TBLR1; TBL1XR1
Spezies	Human
Gen-ID	79718
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-180 von humanem TBL1XR1 (NP_078941.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9BZK7
Proteingewicht	56kDa
Versand	Eistasche