

Anti-Tbl2 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Y4P3

Artikelnummer: CM0012974

Einführung

Anti-TBL2 Kaninchen pAb, validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des Williams-Beuren-Syndroms und der WD-Repeat-Protein-Biologie. Vorhergesagtes Molekulargewicht 50 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TBL2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	WBSCR13; WS-betaTRP; TBL2
Spezies	Human
GeneID (Human)	26608
GeneID	26608
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 100-430 des humanen TBL2 enthält (NP_036585.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y4P3
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eistasche