

Anti-Tbp Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P20226

Artikelnummer: CM0023607



Einführung

Hochwertiger Anti-TBP-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Erkennt menschliches, murines und Ratten-TATA-box-bindendes Protein, einen Schlüssel-Transkriptionsfaktor bei der Initiation der RNA-Polymerase II. Ideal für die Forschung zur transkriptionellen Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TBP Kaninchen pAb
Aliase	HDL4, TBP1, GTF2D, SCA17, TFIID, GTF2D1, TBP
Immunogen-Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6908
Immunogen	Synthetisches Peptid innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem TBP (NP_001165556.1)
Wirtsart	Kaninchen
Antikörpertyp	Polyklonale Antikörper
Anwendungen	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
UniProt-Zugriffsnummer	P20226
Molekulargewicht	38kDa
Versandart	Eisbeutel