

## Anti-Tbr1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q16650

Artikelnummer: CM0003135

### Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen humanes TBR1 (T-box brain protein 1) gerichtet ist, validiert für WB, IF-P und ELISA.

Kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für die Forschung an kortikaler Entwicklung und neurodevelopmentalen Störungen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | TBR1 Rabbit mAb                                                                                                  |
| Bemerkungen/Alias | AUTS5; IDDAS; TBR-1; TES-56; TBR1                                                                                |
| Spezies           | Mensch                                                                                                           |
| GenID (Mensch)    | 10716                                                                                                            |
| GenID             | 10716                                                                                                            |
| Immunogen         | Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem TBR1 (Q16650) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                        |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                           |
| Anwendung         | WB, IF-P, ELISA                                                                                                  |
| Kreuzreaktivität  | Maus                                                                                                             |
| SWISS             | Q16650                                                                                                           |
| Proteingewicht    | 74 kDa                                                                                                           |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                        |