

Anti-Tbrg4 Polyklonaler Antikörper Für Wb - Q969Z0

Artikelnummer: CM0023971



Einführung

CamelBio bietet Anti-TBRG4 polyklonalen Antikörper (Q969Z0), validiert für WB, IF/ICC, ELISA; reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Forschung zu mitochondrialer RNA-Verarbeitung und Zellzyklus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	TBRG4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CPR2; FASTKD4; TBRG4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9238
GenID	9238
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 382-631 des humanen TBRG4 (NP_004740.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q969Z0
Proteingewicht	71 kDa
Versand	Eisbeutel