

Anti-Tbx19 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O60806

Artikelnummer: CM0017819

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TBX19 (TPIT), einen nukleären T-Box-Transkriptionsfaktor. Validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Ideal für die Untersuchung der Hypophysenentwicklung und der transkriptionellen Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TBX19 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TPIT; TBS19; dj747L4.1; TBX19
Spezies	Mensch
GenID	9095 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 229-448 von humanem TBX19 (NP_005140.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O60806
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel