

## Anti-Tbx20-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Umr3

Artikelnummer: CM0023327

### Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes TBX20, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Ratte. Geeignet für die Herzentwicklungsforschung und Studien zu Transkriptionsfaktoren.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                   |
|-------------------|------------------------|
| Produktname       | TBX20 Kaninchen pAb    |
| Bemerkungen/Alias | ASD4; TBX20            |
| Spezies           | Mensch                 |
| GenID (Mensch)    | 57057                  |
| GenID             | 57057                  |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein  |
| Quelle            | Kaninchen              |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA       |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Ratte          |
| SWISS             | Q9UMR3                 |
| Proteingewicht    | 49 kDa                 |
| Versand           | Eisbeutel              |