

Anti-Tbx22 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y458

Artikelnummer: CM0026114

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TBX22 (Q9Y458). Geeignet für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Palatogenese und Transkriptionsregulation in der Entwicklungsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TBX22 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CPX; CLPA; TBXX; ABERS; dj795G23.1; TBX22
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	50945
GenID	50945
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 291-520 des humanen TBX22 (NP_058650.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y458
Proteingewicht	58 kDa
Versand	Eispackung