

Anti-Tbx3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O15119

Artikelnummer: CM0025941



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TBX3, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Konzipiert für Studien in Entwicklungsbiologie, transkriptioneller Regulation und T-Box-Faktor-Forschung - O15119.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TBX3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	UMS; XHL; TBX3-ISO; TBX3
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	6926
GeneID	6926
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 310-480 des humanen TBX3 (NP_057653.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O15119
Protein-Gewicht	79kDa
Versand	Eistasche