

Anti-Tbx6 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 095947

Artikelnummer: CM0020574

Einführung

Affinitätsgereinigter Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches TBX6 (T-box-Transkriptionsfaktor), validiert für Western Blot (WB) und ELISA, zielgerichtet auf Forschungsanwendungen im Bereich Mesoderm und links-rechts-Achse.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TBX6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SCD05; TBX6
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6911
GenID	6911
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-280 von menschlichem TBX6 (NP_004599.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	095947
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel