


Anti-Tc10/Rhoq Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P17081

Artikelnummer: CM0002752



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen die TC10/RHOQ (RhoQ) kleine GTPase. Validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität für Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung von Zellpolarisation, Filopodienbildung und CFTR-Transport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TC10/RHOQ Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ARHQ; TC10; TC10A; RASL7A; HEL-S-42; TC10/RHOQ
Spezies	Mensch
GeneID	23433
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 100-205 des humanen TC10/RHOQ (P17081) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17081
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eistasche