

Anti-Tcap Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 015273

Artikelnummer: CM0014665



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TCAP (Telethonin). Validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung der Muskel-Sarkomer-Assemblierung und von Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TCAP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TELE; CMD1N; CMH25; T-cap; LGMD2G; LGMDR7; telethonin; TCAP
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	8557
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-167 von humanem TCAP (NP_003664.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O15273
Proteingewicht	19kDa
Versand	Eisbeutel