

Anti-Tcap Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - O15273

Artikelnummer: CM0004897



Einführung

Hochwertiger Anti-TCAP Kaninchen-Monoklonaler Antikörper für WB, IF-P, ELISA. Erkennt humanes, murines und rattiges Telethonin. Ideal für Sarkomerforschung und Muskelkrankheitsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TCAP Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	TELE; CMD1N; CMH25; T-cap; LGMD2G; LGMDR7; Telethonin; TCAP
Spezies	Human
Gen-ID (human)	8557
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-167 von humanem TCAP (NP_003664.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O15273
Proteingewicht	19kDa
Versand	Eisbeutel