

Anti-Tcap Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O15273

Artikelnummer: CM0025937



Einführung

Hochwertiger kaninchen polyklonaler Antikörper gegen menschliches Telethonin (TCAP). Validiert für Western Blotting (WB) und ELISA. Geeignet für die Untersuchung der Sarkomer-Assemblierung, Kardiomyopathie und Gliedergürtel-Muskeldystrophie. Reagiert mit menschlichen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TCAP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TELE; CMD1N; CMH25; T-cap; LGMD2G; LGMDR7; Telethonin; TCAP
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8557
Gen-ID	8557
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-167 des menschlichen TCAP (NP_003664.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O15273
Proteingewicht	19 kDa
Versand	Eisbeutel