

Anti-Tcea1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P23193

Artikelnummer: CM0002279

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen humanes TCEA1, einen Transkriptions-Elongationsfaktor, gerichtet ist. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Transkription und Genregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TCEA1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	SII; TCEA; TF2S; GTF2S; TFIIS; TCEA1
Spezies	Human
GenID (Human)	6917
GenID	6917
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem TCEA1 (P23193) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P23193
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel