


Anti-Tcea1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P23193

Artikelnummer: CM0013414



Einführung

Hochwertiger Anti-TCEA1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt den menschlichen Transkriptions-Elongationsfaktor S-II, der für die Elongation der RNA-Pol II über Arrest-Stellen hinweg essentiell ist. Ideal für die Transkriptionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TCEA1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SII; TCEA; TF2S; GTF2S; TFIIS; TCEA1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6917
Gen-ID	6917
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 75-140 von menschlichem TCEA1 (NP_006747.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P23193
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel