

Anti-Tceb1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q15369

Artikelnummer: CM0017069



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TCEB1 (Elongin-C). Validiert für WB, IHC-P, ELISA und kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Transkriptionselongation und Ubiquitin-Ligase-Komplexen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TCEB1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SIII; TCEB1
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	6921
GeneID	6921
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-112 von humanem TCEB1 (NP_001191791.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15369
Proteingewicht	12kDa
Versand	Eisbeutel