

Anti-Tceb2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q15370

Artikelnummer: CM0015197



Einführung

CamelBio bietet Anti-TCEB2 Polyklonalen Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IP, ELISA. Ziel ist das humane Elongin-B, ein Transkriptions-Elongationsfaktor und Ubiquitin-Ligase-Komponente. Ideal für Genregulations- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	TCEB2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SIII; TCEB2
Spezies	Mensch
Gen-ID	6923
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-118 von humanem TCEB2 (NP_009039.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q1530
Proteingogewicht	13kDa
Versand	Eisbeutel