

Anti-Tceb2 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q15370

Artikelnummer: CM0006760



Einführung

CamelBio liefert anti-TCEB2 Kaninchen-monoklonalen Antikörper (Klon nicht spezifiziert) für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Unentbehrlich für Forschungen zur Transkriptionsverlängerung und Ubiquitinierung bei der IVD-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TCEB2 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	SIH; TCEB2
Art	Mensch
GenID (Mensch)	6923
GenID	6923
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15370
Proteingewicht	13 kDa
Versand	Eisbeutel