

Anti-Tcf12 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q99081

Artikelnummer: CM0026748



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TCF12 (Transkriptionsfaktor 12), geeignet für WB und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-TCF12. Ideal für die Untersuchung neuronaler Differenzierung und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TCF12 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HEB; p64; CRS3; HH26; HTF4; TCF-12; bHLHb20; HsT17266; TCF12
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6938
Gen-ID	6938
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 443-682 von humanem TCF12 enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q99081
Proteingewicht	73kDa
Versand	Eistasche