

Anti-Tcf19 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y242

Artikelnummer: CM0030988

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TCF19 (Transkriptionsfaktor 19). Validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für Zellzyklus- und Transkriptionsregulationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TCF19 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SC1; TCF-19; TCF19
Spezies	Human
GeneID (Human)	6941
GeneID	6941
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-290 von humanem TCF19 (NP_009040.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y242
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel