

Anti-Tcf1/Tcf7 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P36402

Artikelnummer: CM0002374

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes TCF1/TCF7 (TCF-1, P36402). Validiert für WB, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der T-Zell-Differenzierung und der Wnt-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	TCF1/TCF7 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	TCF-1; TCF1/TCF7
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6932
GenID	6932
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem TCF1/TCF7 (NP_003193.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P36402
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel