

Anti-Tcf1/Tcf7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P36402

Artikelnummer: CM0029034

Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen TCF1/TCF7, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattes TCF7, einen Transkriptionsfaktor, der für die T-Zell-Entwicklung entscheidend ist. Ideal für die Immunodetektion und Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TCF1/TCF7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias Alias	TCF-1; TCF1/TCF7
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6932
GenID	6932
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem TCF1/TCF7 (NP_003193.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P36402
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel