

Anti-Tcf21 (Pod1/Bhlha23) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O43680

Artikelnummer: CM0018823

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen TCF21 (POD1/bHLHa23), validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes und murines TCF21, einen Transkriptionsfaktor, der an der Nieren- und Lungenentwicklung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TCF21 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	POD1; bHLHa23; TCF21
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6943
Gen-ID	6943
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 30-100 des humanen TCF21 (NP_003197.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	O43680
Protein-Gewicht	20kDa
Versand	Eisbeutel