


Anti-Tcf3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P15923

Artikelnummer: CM0023946



Einführung

TCF3 Kaninchen pAb ist ein polyclonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, der humanes, Maus- und Ratten-TCF3 (68 kDa) erkennt – ein Transkriptionsfaktor, der an der B-Zelldifferenzierung und neuronalen Entwicklung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TCF3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	E2A; E47; p75; AGM8; ITF1; VDIR; AGM8A; AGM8B; TCF-3; bHLHb21; TCF3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6929
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 450-525 von humanem TCF3 (NP_003191.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P15923
Proteingewicht	68 kDa
Versand	Eisbeutel