


Anti-Tcf4 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15884

Artikelnummer: CM0022658



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Anti-TCF4-Antikörper aus Kaninchen für Anwendungen wie WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Ideal für die Untersuchung von Transkriptionsregulation, neuronale Differenzierung und TCF4-assoziierte Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TCF4 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	E2-2; FCD2; ITF2; PTHS; SEF2; CDG2T; FECD3; ITF-2; SEF-2; TCF-4; SEF2-1; SEF2-1A; SEF2-1B; SEF2-1D; bHLHb19; TCF4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6925
Gen-ID	6925
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-210 des humanen TCF4 (NP_003190.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P15884
Proteingewicht	71 kDa
Versand	Eisbeutel