


Anti-Tcf4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P15884

Artikelnummer: CM0014970



Einführung

Der TCF4 Kaninchen-Polyklonale Antikörper (P15884) ist für WB, IF/ICC und ELISA in menschlichen, murinen und Rattenproben validiert. Geeignet für die Untersuchung von Transkriptionsfaktor 4 bei der neuronalen Differenzierung und Genregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TCF4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	E2-2; FCD2; ITF2; PTHS; SEF2; CDG2T; FECD3; ITF-2; SEF-2; TCF-4; SEF2-1; SEF2-1A; SEF2-1B; SEF2-1D; bHLHb19; TCF4
Spezies	Mensch
Gen-ID	6925
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-210 von menschlichem TCF4 (NP_003190.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P15884
Proteingewicht	71kDa
Versand	Eisbeutel