


Anti-Tcf4/Tcf7L2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nqb0

Artikelnummer: CM0002678



Einführung

Rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes TCF4/TCF7L2, ein Transkriptionsfaktor des Wnt-Signalwegs. Validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Unterstützt die Krebs- und Stammzellforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TCF4/TCF7L2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	TCF4; TCF-4; TCF4/TCF7L2
Art	Mensch
GenID (Mensch)	6934
GenID	6934
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem TCF4/TCF7L2 (Q9NQB0) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NQB0
Proteinmasse	68 kDa
Versand	Eispackung