


Anti-Tcf4/Tcf7L2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nqb0

Artikelnummer: CM0022661



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen TCF4/TCF7L2 (Transkriptionsfaktor 7-ähnlich 2) für Anwendungen in Western Blot und ELISA. Erkennt humanes und murines TCF4/TCF7L2, einen Transkriptionsfaktor des Wnt-Signalwegs mit Funktionen bei Krebs und der Aufrechterhaltung epithelialer Stammzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TCF4/TCF7L2 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	TCF4; TCF-4; TCF4/TCF7L2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	6934
GeneID	6934
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 124-188 des humanen TCF4/TCF7L2 (NP_001354872.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9NQB0
Proteingewicht	68 kDa
Versand	Kühlakku