

Anti-Tcf7L1 Poliklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Hcs4

Artikelnummer: CM0026326

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen TCF7L1 (TCF-3), validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Studien zum Wnt-Signalweg und zur epidermalen Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TCF7L1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	TCF3; TCF-3; TCF7L1
Art	Mensch
GenID (Mensch)	83439
GenID	83439
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 260-340 des menschlichen TCF7L1 (NP_112573.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9HCS4
Proteinmasse	63kDa
Versand	Eispackung