

## Anti-Tcirg1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q13488

Artikelnummer: CM0017664

### Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen TCIRG1 (V-ATPase-Untereinheit  $\alpha 3$ ), validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Geeignet für Osteoklasten- und T-Zell-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | TCIRG1 Kaninchen pAb                                                                                                               |
| Bemerkungen/Alias | a3; Stv1; Vph1; Atp6i; OC116; OPTB1; TIRC7; ATP6N1C; ATP6V0A3; OC-116kDa; TCIRG1                                                   |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                             |
| GenID (Mensch)    | 10312                                                                                                                              |
| GenID             | 10312                                                                                                                              |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-130 von menschlichem TCIRG1 (NP_006010.2) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                          |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                             |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA                                                                                                           |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                |
| SWISS             | Q13488                                                                                                                             |
| Proteingewicht    | 93 kDa                                                                                                                             |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                          |