

Anti-Tcirg1-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q13488

Artikelnummer: CM0006963

Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes TCIRG1 (V-ATPase-Untereinheit $\alpha 3$). Validiert für WB, IF, IHC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Studien zu Osteoklasten, Immunregulation und pH-Homöostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TCIRG1-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	$\alpha 3$; Stv1; Vph1; Atp6i; OC116; OPTB1; TIRC7; ATP6N1C; ATP6V0A3; OC-116kDa; TCIRG1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10312
Gen-ID	10312
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-356 des humanen TCIRG1 (NP_006010.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13488
Proteingewicht	93 kDa
Versand	Kühlakku