

Anti-Tcl1A Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P56279

Artikelnummer: CM0017057



Einführung

TCL1A Kaninchen pAb validiert für WB und ELISA in humanen Proben. Zielt auf das T-Zell-Leukämie-/Lymphom-Protein 1A ab, einen AKT-Coaktivator, der an Zellproliferation und Überleben beteiligt ist. Ideal für onkologische und lymphoide Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TCL1A Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	TCL1; TCL1A
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	8115
GeneID	8115
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-114 des menschlichen TCL1A (NP_001092195.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P56279
Proteingewicht	13 kDa
Versand	Eisbeutel