

Anti-Tcl1B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 095988

Artikelnummer: CM0016925

Einführung

Hochwertiger Anti-TCL1B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blotting und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten TCL1B (vorhergesagt ~15 kDa). Nützlich für die Erforschung von Proto-Onkogen-Signalwegen und AKT-Aktivierungspfaden.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TCL1B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TML1; SYN-1; TCL1B
Spezies	Human
Gen-ID	9623
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend Aminosäuren 1-128 des humanen TCL1B (NP_004909.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O95988
Proteingewicht	15kDa
Versand	Eistasche