

Anti-Tcn2 (Transcobalamin-2) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P20062

Artikelnummer: CM0029996



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Transcobalamin-2 (TCN2), geeignet für Western Blotting und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus-TCN2. Geeignet für die Erforschung des Cobalamin-Transports und -Stoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TCN2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	II; TC; TC2; TC-2; TCII; TC II; D22S676; D22S750; TCN2
Spezies	Human
Gen-ID	6948 (Human)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 19-250 von humanem TCN2 (NP_001171655.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P20062
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eistasche