

Anti-Tcof1-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q13428

Artikelnummer: CM0030197

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TCOF1 (Treacle-Protein), geeignet für Western Blot und ELISA. Unterstützt Forschung zur Nukleolusfunktion, Regulation der RNA-Polymerase I und Spezifizierung der Neuralleiste.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TCOF1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TCS; MFD1; TCS1; treacle; TCOF1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6949
GenID	6949
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 659-958 von humanem TCOF1 (NP_001008657.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13428
Proteingewicht	152kDa
Versand	Eisbeutel