


Anti-Tcp1 Alpha Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P17987

Artikelnummer: CM0007751



Einführung

CamelBios Anti-TCP1 alpha Kaninchen-Monoklonalantikörper (P17987), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt menschliches TCP1 alpha, eine Untereinheit des TRiC-Chaperonins, die an der Proteinfaltung und der Zytoskelettassemblierung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TCP1 alpha Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CCT1; CCTa; D6S230E; CCT-alpha; TCP-1-alpha; TCP1 alpha
Spezies	Mensch
GenID	6950
Immunogen	Synthetisches Peptid (Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem TCP1 alpha (P17987) entspricht)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P17987
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Eisbeutel