


Anti-Tcp1 Beta/Cct2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P78371

Artikelnummer: CM0005703



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes TCP1 beta/CCT2 (P78371), eine TRiC-Chaperonin-Untereinheit. Validiert für WB, IHC-P, ELISA in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Proteinfaltung und Ciliogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TCP1 beta/CCT2 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	CCTB; 99D8.1; PRO1633; CCT-beta; HEL-S-100n; TCP-1-beta; TCP1 beta/CCT2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	10576
GeneID	10576
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 436-535 von humanem TCP1 beta/CCT2 (P78371) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P78371
Proteinmasse	57 kDa
Versand	Eisbeutel