


Anti-Tcp1 Beta/Cct2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P78371

Artikelnummer: CM0028257



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes TCP1 beta/CCT2 (CCT2) gerichtet ist und für Western Blot, Immunfluoreszenz, Immunpräzipitation und ELISA validiert wurde. Erkennt sowohl menschliches als auch murines TCP1 beta. Ideal für die Erforschung von Chaperonin-Komplexen und Proteinfaltung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TCP1 beta/CCT2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CCTB; 99D8.1; PRO1633; CCT-beta; HEL-S-100n; TCP-1-beta; TCP1 beta/CCT2
Spezies	Mensch
GenID	10576
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 206-535 von humanem TCP1 beta/TCP1 beta/CCT2 (NP_006422.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P78371
Proteingewicht	57 kDa
Versand	Eisbeutel