


Anti-Tcp1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P17987

Artikelnummer: CM0015900



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TCP1 (CCT-alpha), validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-TCP1. Ideal für Studien zu Chaperoninen, Zytoskelett und Ziliogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TCP1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CCT1; CCTa; D6S230E; CCT-alpha; TCP-1-alpha; TCP1
Spezies	Human
GeneID (Human)	6950
GeneID	6950
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 307-556 von humanem TCP1 entspricht (NP_110379.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P17987
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eistasche