

Anti-Tcta-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P57738

Artikelnummer: CM0014143

Einführung

TCTA-Kaninchen-pAb (SWISS: P57738) ist ein polyklonaler Antikörper, der gegen das vollständige humane TCTA-Protein erzeugt wurde. Validiert für WB, IF/ICC und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Osteoklasten und Membranproteinen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TCTA-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	TCTA
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	6988
GeneID	6988
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-103 des humanen TCTA entspricht (NP_071503.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P57738
Proteingewicht	11 kDa
Versand	Kühlakku