


Anti-Tcte1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q5Ju00

Artikelnummer: CM0015256



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes TCTE1 (DRC5), geeignet für WB und ELISA. Erkennt TCTE1 von Mensch, Maus und Ratte. Nützlich für die Untersuchung von ziliärer/flagellarer Motilität und N-DRC-Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TCTE1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DRC5; D6S46; FAP155; TCTE1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	202500
GenID	202500
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-300 von humanem TCTE1 (NP_872345.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q5JU00
Proteingewicht	56 kDa
Versand	Eisbeutel