


Monoklonaler Anti-Tctp/Tpt1-Antikörper Für Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - P13693

Artikelnummer: CM0006830



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Anti-TCTP/TPT1-Antikörper aus Kaninchen, validiert für WB, IP, IHC-P, ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Erkennt ein 20 kDa-Protein, das an Kalziumbindung, Mikrotubulusstabilisierung und Apoptoseregulation beteiligt ist. IVD-Ausgangsmaterial für Forschung und diagnostische Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	TCTP/TPT1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Aliaße	HRF; p02; p23; TCTP; TCTP/TPT1
Spezies	Mensch
GenID (menschlich)	7178
GenID	7178
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem TCTP/TPT1 (P13693) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P13693
Proteingewicht	20 kDa
Versand	Eisbeutel