


Anti-Tctp/Tpt1 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb Und Elisa - P13693

Artikelnummer: CM0027395



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper, die menschliches TCTP/TPT1 targetieren, validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Kalziumsignalisierung und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TCTP/TPT1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	HRF; p02; p23; TCTP; TCTP/TPT1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	7178
GeneID	7178
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-172 des menschlichen TCTP/TCTP/TPT1 (NP_003286.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P13693
Proteingewicht	20 kDa
Versand	Eisbeutel