


Anti-Tctp/Tpt1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P13693

Artikelnummer: CM0013801



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes TCTP/TPT1 (HRF, p23, fortilin) gerichtet ist. Rekombinantes Immunogen (aa 1-172). Geeignet für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Human, Maus. Unterstützt Forschung zu Apoptose, Kalziumbindung und Mikrotubuli-Dynamik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TCTP/TPT1 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HRF, p02, p23, TCTP, TCTP/TPT1
Spezies	Human
GenID (Human)	7178
GenID	7178
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-172 von humanem TCTP/TCTP/TPT1 (NP_003286.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P13693
Proteingewicht	20kDa
Versand	Eisbeutel