


Anti-Tdo2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P48775

Artikelnummer: CM0031041



Einführung

Dieser anti-TDO2 Kaninchen-polyklonale Antikörper detektiert humane und murine Tryptophan-2,3-Dioxygenase (~48 kDa) und ist für WB-, IF/ICC- und ELISA-Anwendungen validiert. Ideal für Studien zum Tryptophan-Katabolismus und verwandten Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TDO2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TO; TDO; TPH2; TRPO; HYPTRP; TDO2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6999
Gen-ID	6999
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem TDO2 entspricht (NP_005642.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P48775
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eistasche