

Anti-Tdp-43/Tardbp Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If, Ihc, Chip - Q13148

Artikelnummer: CM0003765



Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes TDP-43/TARDBP (Q13148). Geeignet für WB, IP, IF, IHC, ChIP, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Evaluiert für die Forschung zu RNA-Prozessierung und Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TDP-43/TARDBP Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	ALS10; TDP-43; TDP-43/TARDBP
Spezies	Human
GeneID (human)	23435
GeneID	23435
Immunogen	Synthetisches Peptid (Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300-400 von humanem TDP-43/TARDB (Q13148) entspricht)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ChIP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13148
Protein-Gewicht	45 kDa
Versand	Eistasche