

Anti-Tdp-43/Tardbp Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13148

Artikelnummer: CM0017958



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TDP-43/TARDBP, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung zu RNA-Biologie, Neurodegeneration und zirkadianem Rhythmus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	TDP-43/TARDBP Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ALS10; TDP-43; TDP-43/TARDBP
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	23435
GeneID	23435
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13148
Proteingewicht	45 kDa
Versand	Kühlakku