

Kaninchen-Polyklonaler Anti-Tdp-43/Tardbp-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa, Rip - Q13148

Artikelnummer: CM0017850



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes TDP-43/TARDBP (Q13148), validiert für WB, IHC-P, IP, ELISA und RIP. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung zu neurodegenerativen Erkrankungen und RNA-Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TDP-43/TARDBP Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ALS10; TDP-43; TDP-43/TARDBP
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	23435
GeneID	23435
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine der Aminosäuresequenz 1-260 des humanen TDP-43/TARDBP (NP_031401.1) entsprechende Sequenz enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA, RIP
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13148
Proteingewicht	45 kDa
Versand	Kühlakku